

# Viscopur 3D



**DOBLE CARA**  
VERANO/INVIERNO

# New Dreams®

...nuestro logro tu mejor descanso



 TENCEL®



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura: 21cm.

### Características del núcleo:

**Base superior:** Placa de viscoelástica Sensus de 5 cm y 60 kg de densidad/m<sup>3</sup>

La viscoelástica proporciona un alto efecto **antiescaras**, se fabrica ecológicamente sin CFCs, cumple el certificado **Oko-tex Standard 100 Clase 1**, en cuanto a sustancias nocivas y el certificado alemán **HYG-LEN** sobre la toxicidad de productos médicos siguiendo la norma **DIN en Iso 10993-5/SOP 09-001**.

**Base inferior:** Núcleo de Eliocel de 15 cm y 30 kg de densidad/m<sup>3</sup>.

### Terminación de producto:


Doble funda completa desenfundable con cremallera oculta del nº 5.

1- Funda en tejido rejilla para una mayor transpiración y protección del núcleo.

2- Funda confeccionada en tejido 3D (verano) y TENCEL (invierno) lavable y totalmente reemplazable.

**TENCEL:** Proporciona un plus de confort y mantiene una transpiración natural.

Es suave como la seda, agradable como el lino y tan resistente y fácil de cuidar como el algodón.



## SERIE COLCHÓN VISCOPUR 3D

	80	90	105	110	120	135	140	150	160
180	262-80180	262-90180	262-105180	262-110180	262-120180	262-135180	262-140180	262-150180	262-160180
190	262-80190	262-90190	262-105190	262-110190	262-120190	262-135190	262-140190	262-150190	262-160190
200	262-80200	262-90200	262-105200	262-110200	262-120200	262-135200	262-140200	262-150200	262-160200