

C A R A C T E R Í S T I C A S



- Lecho de 4 planos y tres articulaciones, soporte de lamas fijo y plano de polietileno termoinyectado.
- Lamas de haya vaporizada de 53x8 con regulación en zona lumbar.
- Accionamiento eléctrico con motor compacto de 4.000 + 4.000 N.
- Mando con cable.
- Soporte usuario: 135 kg.
- Estructura de acero curvado recubierta en Epoxi-Poliéster.
- Soportes para incorporador y portagotero.
- Anchos estándar: 90 y 105 cm.
- Largos estándar: 196 cm para colchón de 190 cm.

DIMENSIONES DE FABRICACIÓN		
ANCHOS		
LARGOS	90	105
196	Stock	*

* Bajo pedido

