



## BARANDILLA PLEGABLE ACERO PINTADO

- Columnas con alma de acero revestidas en material termoplástico.
- 4 barras de acero de  $\varnothing 20 \times 1,5$  pintadas en Epoxi - Poliéster.
- Sistema de bloqueo automático.
- Longitud total con asas: 152 cm.
- Altura al lecho - elevadas: 45,5 cm.
- Ancho total de la cama con barandillas:
  - 103,5 cm (para cama de 90)
  - 118,5 cm (para cama de 105)
- El conjunto está formado por barandilla derecha + izquierda.