



## AFP - Andador Fijo Plegable

- Fabricado en **aluminio** y piezas de termoplástico.
- Con **sistema de doble posición patentado** por Forta.
- Dicho sistema está ideado para ayudar a personas que sufren de **artrosis y reumatismo**.
- Permite permanecer **fijo** mientras se usa y **se pliega** fácilmente para ocupar menos espacio.
- Se pueden incorporar varios tipos de kits de ruedas.

ALTO	LARGO	ANCHO	PESO	RESISTENCIA
82 a 94 cm	46 cm	59 cm	2,500 kg	150 kg