



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Un motor marca DEWERT, tecnología alemana.

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones.

Soporte de lamas fijas y planas de caucho basculante.

26 lamas mecanizadas de haya vaporizada de 38x8 mm.

Regulación de firmeza en zona lumbar.

Accionamiento eléctrico con motor compacto y mando con cable.

Estructura de acero de 50x20x1,5 mm recubierta en Epoxi-Poliéster.

Soporte para incorporador y porta gotero.

Patas fijas de metal (incluidas).

Opcional: Cabecero/piecero, barandillas, incorporador, portagotero y juegos de patas.

Medidas especiales.



SERIE CAMA GERIÁTRICA

	90	105
190	211-90190	211-105190
200	211-90200	211-105200