

C A R A C T E R Í S T I C A S

- Lecho de 4 planos y tres articulaciones.
- Accionamiento eléctrico con 3 motores. Motor compacto 4.000+4.000 N. Motores Lineales 6.000 N.
- Elevación en horizontal de 39 a 77 cm.
- Trend-Antitrendelemburg hasta 15°.
- Un solo mando integra todos los movimientos.
- Soporte usuario: 150 kg con lamas y con malla electrosoldada o tablero fenólico 180 kg.
- Estructura de acero recubierta en Epoxi-Poliéster.
- Soportes para incorporador y portagotero.
- 2 ruedas ø 125 mm direccionales en cabecera y 3 ø 100 mm con freno centralizado en piecera.
- Permite la utilización de grúa.
- Opción de diferentes lechos (ver dorso). Ancho estándar: 90 cm.
- Largo estándar: 196 cm para colchón de 190 cm.




Ed. 2011

	DIMENSIONES DE FABRICACIÓN		
	ANCHOS		
LARGOS	80	90	105
196	*	Stock	*
206	*	*	*

* Bajo pedido

Opcional 2 cremalleras que de forma mecánica permiten posicionar la piecera en horizontal con respecto al bastidor.



OTROS LECHOS



LECHO VIANA

Taco de caucho con lamas combinadas de 38x8 y 100x8 mm mecanizadas.



LECHO MALLA

Malla electrosoldada recubierta en Epoxi-Poliéster



LECHO TABLERO FENÓLICO

Tablero fenólico.
Esp. 6 mm
Con ranuras de aireación.
Fijación mediante tornillos.



LECHO PLANCHA PPC EXTRAÍBLE

Planchas de polipropileno copolímero extraíbles.

LECHO CAMA RECOM



POSICIONES

Posición: **ANTITRENDELEMBURG**



Posición: **TRENDELEMBURG**