



# Sanitario Viscoplus



**New Dreams**<sup>®</sup>  
...nuestro logro tu mejor descanso



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura del colchón: 15 cm.

### Características del núcleo:

**Base superior:** Placa de viscoelástica Sensus de 5 cm y 60 kg de densidad/m<sup>3</sup>.

La viscoelástica proporciona un alto efecto **antiescaras**, se fabrica ecológicamente sin CFCs, cumple el certificado **Oko-tex Standard 100 Clase 1**, en cuanto a sustancias nocivas y el certificado alemán **HYG-LEN** sobre la toxicidad de productos médicos siguiendo la norma **DIN en Iso 10993-5/SOP 09-001**.

**Base inferior:** Núcleo Ortopédico **mecanizado** de Eliocel de 10 cm y 30 kg de densidad/m<sup>3</sup>.

Cortes en la base para una perfecta adaptabilidad a las camas articuladas.

### Terminación de producto:

Doble funda completa desenfundable con cremallera oculta del nº 5.

Funda interior: Tejido rejilla para una mayor transpiración y protección del núcleo.

Funda exterior: **Tejido techmaflex**.

Características: M1 ignífuga, impermeable y transpirable. Calidad sanitaria.

Lavado máx. 95°.

TRANSPIRABILIDAD: 5

ADAPTABILIDAD: 7

FIRMEZA: 6

## SERIE COLCHÓN SANITARIO VISCOPLUS

|     | 80        | 90        | 105        | 120        | 135        | 150        |
|-----|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 190 | 203-80190 | 203-90190 | 203-105190 | 203-120190 | 203-135190 | 203-150190 |
| 200 | 203-80200 | 203-90200 | 203-105200 | 203-120200 | 203-135200 | 203-150200 |