

# Mesa Doble de Cama / Silla Deluxe



- » Esta mesa para cama/silla es práctica e ideal para utilizar en el dormitorio o en el salón.
- » Tiene una mesa pequeña con espacio suficiente para las bebidas o cualquier objeto pequeño mientras que la mesa más grande se puede inclinar para leer.
- » Fácil de montar, la parte superior es de melamina y tiene todo el borde elevado para evitar que se caigan las cosas.
- » La altura y el ángulo son fácilmente ajustables para adaptarse a las necesidades del usuario.
- » Tiene cuatro ruedas que facilitan su maniobrabilidad/ posicionamiento, con frenos para mayor estabilidad.
- » Fácil de limpiar

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
948	Mesa Doble de Cama / Silla Deluxe

REFERENCIA	ANCHO DE MESA	PROFUNDIDAD DE MESA	ALTURA DE MESA
948	82cm (32")	40cm (16")	74cm - 90cm (29" - 35")