



NIMBO



Ayuda al usuario a participar en actividades fuera de casa. Ruedas de 9" de diámetro ajustables en altura para mejorar el rendimiento.

Características:

- » Estructura aluminio colores brillantes
- » Ajustable en altura
- » Ruedas de goma suaves se adhieren a cualquier superficie para permitir que el Nimbo se deslice hacia atrás. Ruedas traseras direccionales con mecanismo pins.
- » El sistema antireverso freno desacopla las ruedas traseras direccionales y permite la movilidad adelante y atrás
- » Las ruedas giratorias delanteras permiten maniobras y girar fácilmente
- » Fácil mecanismo permite o imposibilita el giro de las ruedas delanteras.
- » Cada rueda puede ajustarse independientemente
- » Ruedas no dejan marcas y giran fácilmente.
- » Mangos libres de latex y con finales redondeados
- » Fácil plegado para el transporte
- » Garantía de 2 años

CODE	DESCRIPTION
KA1200N	Posture Walker - Tyke, Goldenrod Amarillo
KA2200N	Posture Walker - Junior, Verde Lima
KA3200N	Posture Walker - Youth, Azul
KA4200N	Posture Walker - Young Adult, Azul Medianoche
KA5200N	Posture Walker - Adult, Rojo Fuego

CODE	Altura Empuñadura	Ancho Total	Anchura entre Empuñaduras	Profundidad Abierto	Peso	Peso Máximo
KA1200N	37-47cm (14½" - 18½")	53cm (21")	34cm (13½")	64cm (25")	4kg (9lb)	45kg (7st)
KA2200N	48-64cm (19" - 25")	56cm (22")	34cm (13½")	74cm (29")	5kg (11lb)	45kg (7st)
KA3200N	50-77cm (23" - 30½")	64cm (25")	38cm (15")	84cm (33")	5kg (12lb)	90kg (14st)
KA4200N	72-91cm (28½" - 36")	64cm (25½")	41cm (16")	91cm (36")	6kg (13lb)	90kg (14st)
KA5200N	92-104cm (36" - 41")	74cm (29")	48cm (19")	94cm (37")	7kg (16lb)	125kg (20st)



Nimbo Plataforma Antebrazo

Construido en aluminio ligero, las plataformas de antebrazo son regulables en altura y profundidad. Las empuñaduras se extienden hacia delante y atrás hasta la posición necesaria, ajustable en ángulo supinación o pronación. Cada lado es regulable y permite el posicionamiento personalizado para cada usuario

Los reposabrazos contorneados está moldeado en una sola pieza con un borde flexible para mayor comodidad, tienen tiras de velcro para evitar el deslizamiento de los brazos. Pueden ser montados en el soporte, ya sea hacia el interior o el exterior del andador. Los espaciadores se incluyen.



Estabilizador Pélvico

El estabilizador es ajustable en altura/anchura y cuenta con la espalda y los cojines laterales y un cinturón de apoyo. Se recomienda a los usuarios que tienen una postura asimétrica al estar de pie o caminar y por otro lado, no puede permanecer centrado en el andador.

Asiento

El asiento se monta sobre el walker estándar. Se pliega para levantarse y caminar y se despliega a conveniencia

Arnés de Asiento (imagen no mostrada)

Arnés ajustable soporta a los usuarios que no pueden incorporarse por ellos mismo



CODE	DESCRIPTION
KA1035FPS	Forearm Platform + Mounting Bracket - Small - 1pr/bx
KA1035FPL	Forearm Platform + Mounting Bracket - Large - 1pr/bx
KA1050	Pelvic Stabilizer - For use with all Nimbo Posture Walkers
KA1285	Seat - For use with KA1200N
KA2285	Seat - For use with KA2200N
KA3285	Seat - For use with KA3200N
KA4285	Seat - For use with KA4200N
KA5285	Seat - For use with KA5200N
CE1070S	Seat Harness - For use with KA 1200, KA 2200 and KA 3200
CE1070L	Seat Harness - For use with KA 4200
KA8100	Outdoor Wheels - For use with KA2200N - KA5200N
KA8100S	Outdoor Wheels - For use with KA1200N