


OPCIONES DE CARRO



- Con freno centralizado a las 4 ruedas.
- Palanca inoxidable.
- 1 rueda direccional.



- Con pata fija.
- Altura a base de colchón 32 cm.
- No se puede utilizar grúa con esta opción de pata.



NULES PLUS - CABECERO - PIECERO. **LODOSA**

NULES PLUS - CABECERO - PIECERO. **LERMA**



NULES PLUS - CABECERO - PIECERO. **CORERA**



OPCIONES DE CABECEROS - PIECEROS