

Silla de ruedas Forta LINE

- Diseño ergonómico de los tubos del respaldo que permiten al usuario el uso de la totalidad de la profundidad del asiento añadiendo soporte lumbar.



- Disponible con ruedas traseras de 300mm o de 600mm.

- Plegable.

- **Tallas** disponibles: 38, 41, 45, 48, 52 y 56.

- Fabricada en **aluminio** sin ninguna soldadura.

- Disponible en los cinco colores de asiento, respaldo y reposabrazos.

- Altamente **resistente y comfortable**.

- **Peso: 13,5 kg.**

- **Resistencia de 140 kg.**

- **Reposapiés extraíbles y**



*"UNA CREACIÓN TÉCNICA SÓLO PUEDE SER
PERFECTA SI ES ESTÉTICAMENTE PERFECTA"*

(Ettore Bugatti)





regulables en altura sin necesidad de herramientas.

Accesorios: Freno de acompañante (1), cojín viscoelástico (2), antivuelco (3), reposapiés elevable (4), respaldo partido (5).

- **Reposabrazos extraíbles.**
- Quickrelease opcional.
- Diseño registrado.



MEDIDAS R600

ALTURA	LONGITUD	ALTURA DE ASIENTO	PROFUNDIDAD DE ASIENTO	RUEDAS DELANTERAS	LONGITUD SIN REPOSAPIÉS	PESO
91,5 cm	107 cm	51 cm	41 cm	200 mm	77 cm	13,5 kg
RESISTENCIA	ANCHURA ASIENTO	ANCHURA TOTAL				
140 kg	Talla - 2 cm	Talla + 18 cm				

MEDIDAS R300

ALTURA	LONGITUD	ALTURA DE ASIENTO	PROFUNDIDAD DE ASIENTO	RUEDAS DELANTERAS	LONGITUD SIN REPOSAPIÉS	PESO
91,5 cm	98 cm	51 cm	41 cm	200 mm	68 cm	12,5 kg
RESISTENCIA	ANCHURA ASIENTO	ANCHURA TOTAL				
140 kg	Talla - 2 cm	Talla + 13 cm				