

## Inodoro Plegable



- » Marco compacto que se pliega fácilmente para su almacenamiento o transporte.
- » Hecho de acero ligero y resistente para mayor durabilidad.
- » Cuenta con apoyabrazos confortables y un respaldo de plástico blando para mayor comodidad mientras se usa el inodoro.
- » Asiento de plástico gris, fácil de limpiar. Va encima del marco de acero, proporcionando apoyo adicional.
- » Cubo de 5 litros con asa para facilitar su transporte, y tapa para evitar derramamientos y olores.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
C017	Inodoro Plegable

REFERENCIA	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA ASIENTO MIN.	ALTURA ASIENTO MÁX.	ANCHO ASIENTO	PROF. ASIENTO	ANCHO ENTRE BRAZOS	PESO	CAPACIDAD DE PESO
C017	53cm (21")	51cm (20")	45cm (18")	45cm (18")	38cm (15")	40cm (16")	43cm (17")	5kg (11lb)	120kg (19st)