



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura recubierta en Epoxi-Poliéster.

Bastidor de acero de 40x3x1,5 mm.

12 puntos de lamas de haya vaporizada de 100 mm.

Lecho fijo, soporte de lamas fijas y planas de multiplástico.

Barra central de refuerzo a partir de 105 (inclusive).

Opcional: Cabecero/picero, barandillas, incorporador, portagotero y juegos de patas.

Medidas especiales.

| | | |
|------------------|--|---|
| TRANSPIRABILIDAD | | 7 |
| ADAPTABILIDAD: | | 5 |
| FIRMEZA: | | 8 |



SERIE SOMIER LÁMINA 100

| | 80 | 90 | 105 | 110 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 |
|-----|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 180 | 206-80180 | 206-90180 | 206-105180 | 206-110180 | 206-120180 | 206-135180 | 206-140180 | 206-150180 | 206-160180 |
| 190 | 206-80190 | 206-90190 | 206-105190 | 206-110190 | 206-120190 | 206-135190 | 206-140190 | 206-150190 | 206-160190 |
| 200 | 206-80200 | 206-90200 | 206-105200 | 206-110200 | 206-120200 | 206-135200 | 206-140200 | 206-150200 | 206-160200 |